



ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍA MÉDICA



HELIOS III LASEROPTEK

Láser Fraccionado Nd YAG Q-Switched

- Pigmentación
- Blanqueamiento y brillo en la piel
- Tensado y lifting facial



EL SECRETO DE HELIOS III

Helios III cuenta con la capacidad de generar longitudes de onda tanto de 1064 nm como de 532 nm en cinco modos distintos de uso, lo que lo convierte en el sistema idóneo para atender melasmas o llevar a cabo procedimientos de rejuvenecimiento facial, pues puede alcanzar diferentes profundidades de la dermis. Adicionalmente, la tecnología de láser Nd:YAG ofrece excelentes resultados al eliminar tatuajes y pecas.



ELIMINACIÓN DE TATUAJE



Antes



Después